



## STAMPO A COLAGGIO - PORTA UOVA D. 220 MM

Stampo in gesso speciale, che si presta alla realizzazione di oggetti cavi, mediante il colaggio di Slipfast o barbotine.

Questo stampo permette di realizzare 1 portauova diametro 220 mm.

### Modalità d'uso

Diluire Slipfast o la barbotina con acqua per ottenere la viscosità desiderata. Utilizzando una caraffa procedere a colare il prodotto nello stampo, riempiendolo fino all'orlo. Man mano che l'acqua verrà assorbita, il livello calerà in proporzione, sarà necessario perciò effettuare il rabbocco. Lasciare agire per 10- 30 minuti in funzione dello spessore finale richiesto. Svuotare la parte rimasta liquida che, filtrata, potrà essere riutilizzata. Far scolare bene, lasciando gli stampi piccoli capovolti per alcuni minuti ( gli stampi grandi è bene evitare di capovolgerli). Utilizzando un utensile a lama larga e sottile, aprire lo stampo, partendo dalla base e rimuovere delicatamente i pezzi, che si presenteranno di una discreta durezza ma ancora lavorabili per togliere segni di giunzione o imperfezioni. Lasciar asciugare per altre 12- 24 ore ( a seconda dello spessore) e poi procedere alla cottura per la barbotina o alla decorazione per Slipfast.

SKU 47349